

快速气动封装机（CR20XX 电池封装，干房&Ar 手套箱内使用）MSK-PN110-S



KF40 馈通，用于设备在手套箱内与气源连接







100 个 CR2032 电池壳

MSK-PN110-S 是一款小型的扣式电池封装机，通过气缸封装各种扣式电池 CR2016，CR2025 和 CR2032。此款设备可提供精确的压力控制，快速封装电池，保证封装的重复性。此款设备可在干燥房和 Ar 环境下的手套箱内使用。这款气动封装机采用气缸驱动，设备无油，不会污染手套箱和干房的环境。

这款气动封装机，相比较于油压封装机和电动封装机，其优点是封装效率比较高，可每个小时封装 500-600 个扣式电池。

技术参数

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| <p>气压和封装压力</p>  | <p>压力转换（注意：封装压力不是气缸内的气压）</p> <table border="1" data-bbox="392 315 1548 528"> <tr> <td>压 强 (kg/cm²)</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>压缩气体气压 (MPa)</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> <td>0.6</td> <td>0.7</td> <td>0.8</td> <td>0.9</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>封装压力</td> <td>160</td> <td>280</td> <td>390</td> <td>500</td> <td>620</td> <td>740</td> <td>850</td> <td>970</td> <td>1080</td> </tr> </table> <p>操作气体气压：0.7~1.0MPa(建议使用 0.8MPa, 1.0MPa 是最大值) 避免无电池可封装操作，否则会损坏模具 设备内部无电池安全，操作安全</p> | 压 强 (kg/cm ²) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 压缩气体气压 (MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 封装压力 | 160 | 280 | 390 | 500 | 620 | 740 | 850 | 970 | 1080 |
| 压 强 (kg/cm ²) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 压缩气体气压 (MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 封装压力 | 160 | 280 | 390 | 500 | 620 | 740 | 850 | 970 | 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>封装后电池壳尺寸</p> | <p>封装后尺寸：外径+0.15mm(原始直径为 19.96mm,封装后电池壳外径 20.11mm)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>封装模具&适应</p>  | <ul style="list-style-type: none"> 可封装电池：CR2016, CR2025&CR2032 可选：可选购模具封装 CR12XX, 24XX 或 AG 系列电池 可购买备用模具（CR20XX, CR1220, CR23XX, CR24XX） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>显示精度</p> | <ul style="list-style-type: none"> ± 0.5%FS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>手套箱适用</p>  | <ul style="list-style-type: none"> 设备中包含一个 KF40 馈通（用于连接：手套箱内的封装机与手套箱外的气瓶连接） <ul style="list-style-type: none"> KF40 馈通和喉箍 外径 12mm 转外径 8mm 适配器 3 根管：1.5m 8x5mm 蓝色 FR-PPR 管(封装机进气管), 1.5m 6x3mm 蓝色 FR-PPR 管(封装机出气管), 2m 8x5mm 透明 PU 管(用于连接气源) <div style="text-align: center;">  <p>12mm 转 8mm 转接头 喉箍 气源连接配件，适用于手套箱，KF40 对于手套箱内封装机，气源连接馈通 KF40</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>气缸行程</p> | <p>20mm +/- 0.1mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>耗气量</p> | <p>490ml/冲程</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>压缩气体</p>  | <ul style="list-style-type: none"> 需要一个惰性气体气瓶或空压机（0.7~1MPa），标配中不含，需要额外购买 若在手套箱内操作，需要高纯气体（Ar 过 N2）作为驱动气体 若在手套箱外操作，需要空压机作为驱动气源（标配中不含） 注意：如果用气瓶代替空压机，气瓶上必须安装双级减压阀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 尺寸&重量 |  <p>净重：40kg</p> |
| 质保 | 一年质保期，终身维护（由于储存和操作不当，造成的生锈和损坏，不在质保内） |
| 应用注意 | <p>维护：电解液具有高腐蚀性，所以每次使用设备后，密封清理模具，防止模具生锈。</p> <p>可选购拆卸模具，来拆分电池壳</p> <p>当设备在手套箱内操作时，不要用压缩空气来作为驱动气源，否则会破坏手套箱内的气体环境，应该采用高纯惰性气体作为驱动气源</p> <p>防止损坏设备，驱动气压必须小于 1MPa</p> <p>请用本公司的电池壳来封装电池，我们不保证用其他厂家电池壳的封装质量</p> |
| 怎样选择本公司的封装机 | <ul style="list-style-type: none"> MSK-110 是油压封装机。适用于在手套箱外操作，价格比较便宜。不建议在手套箱内操作，可能设备使用时间长了，油缸漏油，引起手套箱内环境污染 MSK-PN110-S 可采用惰性气体驱动气缸，封装速度快 MSK-160E 是电机驱动的封装机，适合在手套箱内使用，但封装速度相比较与 MSK-PN110-S 慢，不过设备安装方便，设备尺寸较小，可以通过手套箱的过度仓 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>•</p> <p>• MSK-110</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>•</p> <p>• MSK-PN110-S</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>•</p> <p>• MSK-160E</p> </div> </div> |

